



AEDの使い方

～ もしもの時に、あなたの行動が命をつなぎます～

1 AEDの電源を入れる



電源を入れて
ください

AEDのケースを
開けて、電源ボタン
を押します。

※機種によっては
フタを開けるだけで
自動的に電源が入る
ものもあります。

2 電極パッドを貼る



AEDの音声の
指示に従い、
電極パッドを
胸の右上と左脇の
あたりに貼ります。

3 心電図の解析を待つ



解析中です
しばらく
お待ちください

AEDが自動的に
心電図を解析します。
この間は、触れたり
動いたりしないで
ください。

4 電気ショックを行う



「電気ショックが
必要です」という
音声 flowed たら、
ショックボタンを
押します。

※ショックを行う際は、
周囲の安全を確認し、
誰も触れていないことを
確認してから押します。

5 ショック後はすぐに胸骨圧迫を行う



胸骨圧迫を
続けてください

電気ショック後は、
AEDの音声の指示に
従い、すぐに
胸骨圧迫を
再開してください。

※AEDは、必要に応じて
何度でも電気ショックを
行います。

6 救急隊に引き継ぐ

AEDの音声の指示に従い、
その後は救急隊に引き継ぎます。
救急隊が到着するまで、
AEDの指示に従ってください。



AEDは、誰でも使える救命機器です。

落ち着いて、音声の指示に従ってください。